



Pressekontakt:

Jana Stender  
CPC

Telefon: +1 952-380-6263

E-Mail: [jana.stender@cpcworldwide.com](mailto:jana.stender@cpcworldwide.com)



Fotos in Druckqualität finden Sie [hier](#).  
Informationsvideo [hier verfügbar](#).

## **Neuer AseptiQuik®-Verbinder für höhere Durchsätze beim Transfer wertvoller Medien in Bioprozessen**

*Baugleiche CPC-Kupplungen und -Stecker für großes Flüssigkeitsvolumen*

**St. Paul, Minn. - 17. April 2018** - [CPC \(Colder Products Company\)](#), Hersteller von sterilen AseptiQuik®-Verbindern, stellt seinen neuen 1-Zoll AseptiQuik L-Konnektor vor. Diese neue Produktvariante ermöglicht einen höheren Durchsatz beim Transfer wertvoller Medien in groß angelegten Biotechnologie-Anlagen. Die Produkteinführung findet anlässlich der INTERPHEX in New York statt.

John Boehm, Business Director, Bioprocessing bei CPC, erklärt: „Die Bioprozess-Industrie benötigt Konnektoren für höheren Durchfluss. Unsere Kunden möchten einen sterilen Konnektor, der einfach in der Anwendung ist und bei größeren Flüssigkeitsmengen sowohl die Sterilität des Durchflusses als auch einen zuverlässigen Transfer gewährleistet. Der neue 1-Zoll AseptiQuik L-Verbinder ist der einzige Konnektor auf dem Markt, der diesen hohen Durchfluss gewährleistet und eine einfache Anwendung ermöglicht.“

Ein 1-Zoll-Verbinder ermöglicht eine 3 1/2mal so hohe Durchsatzmenge wie ein Konnektor mit 1/2-Zoll, eine Größe, die bei großen Bioreaktor-Anlagen bereits zu klein werden kann. Der beidseitig baugleiche AseptiQuik L-Verbinder bietet dem Anwender einfachste Handhabung. Kurze Anlernprozesse, einfache Lagerhaltung und die Vermeidung von Adaptern, die immer auch ein Risiko für Leckagen und Kontamination darstellen, sprechen ebenfalls für den AQL-

Konnektor. Das robuste Design steht für zuverlässige Leistung ohne die Verwendung zusätzlicher Klemmen oder Armaturen.

Die bei der AseptiQuik L-Serie integrierten Laschen dienen erst als Schutzabdeckung und bewirken das gleichzeitige Entfernen beider Membranen. Das einfache Handling durch "AUFKLAPPEN-KLICKEN-ZIEHEN " mit der Bestätigung der Verbindung durch den hörbaren "Klick" verhindert Anwendungsfehler.

Für Nutzer der aktuellen AseptiQuik-Serien sind Validierung, Spezifikation und Implementierung reibungslos. Der neue Verbinder hat - wie schon andere AseptiQuik-Produkte - den gleichen Verbindungsprozess. Dies vereinfacht das Anlernen und die Entwicklung von Standard-Verfahren. Zusätzlich ermöglicht ein Daten-Code auf dem Verbinder über einen schnellen Scan eine einfache Rückverfolgbarkeit und Zugang zu wichtigen Produktdaten. Der Daten-Code gibt Aufschluss über Produktspezifikationen, Herstellungsdatum, Validierungs-Bericht und Gebrauchsanweisungen.

Mehr über die Vorteile und Vielseitigkeit der AseptiQuik L-Konnektoren oder einen anderen Verbinder aus den mehr als 10.000 innovativen Verbindungslösungen erfahren Sie auf [cpcworldwide.com](http://cpcworldwide.com).

### **Über AseptiQuik®-Konnektoren**

Die AseptiQuik®-Verbinder ermöglichen schnelle und einfache Steril-Verbindungen für den Transfer wertvoller Medien in einem nicht sterilen Umfeld - eine entscheidende Möglichkeit für Hersteller im Biopharma-Bereich und der Zell- und Gentherapie. In Durchflussvarianten von 1/8 bis 1-Zoll sind sie sowohl als baugleiche Konnektoren als auch bauspezifische Ausführungen (Kupplung und Stecker) einfach in der Anwendung; die AseptiQuik®-Verbindungstechnologie ermöglicht einen einfachen Medientransfer und verhindert Anwendungsfehler. Sie sind robust und die zuverlässige Transferlösung für sterile, qualitative hochwertige Einmal-Verbindungen ohne die Verwendung zusätzlicher Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißgeräte.

###

## **Über CPC**

CPC (Colder Products Company) ist der führende Hersteller von Schnellverschluss-Kupplungen, Fittings und Konnektoren für Anwendungen in den Bereichen Life Sciences, Biotechnologie, Industrie und Chemie. CPC gehört zum Dover-Konzern. Einen Katalog oder weitere Informationen erhalten Sie bei: Colder Products Company GmbH, Kurhessenstraße 15, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland. Telefon: +49-6026-9973-0 Gebührenfrei: 800-444-2474. Fax: +49-6026-9973-173. Web: [cpcworldwide.com](http://cpcworldwide.com)

CPC, Colder Products, Colder Products Company und Dover sind eingetragene Warenzeichen beim US-Patent- und Trademark Office.